

**Client Particulars 個人資料**

\*Please Complete this Form 請清楚填寫下列內容

Name of Examinee 參加者姓名 \_\_\_\_\_ (Chinese 中文) \_\_\_\_\_ (English 英文)

Sex 性別 M 男 / F 女 HK I.D.No. 身份證號碼 \_\_\_\_\_ Date of Birth 出生日期 \_\_\_\_\_

Age 年齡 \_\_\_\_\_ Contact No. 聯絡電話 \_\_\_\_\_ E-mail 電郵地址 \_\_\_\_\_

Mailing Address 通訊地址 \_\_\_\_\_

Remarks 註:

- Report to: Self Pick-Up 報告於四個工作天後到服務中心取回
- Semen Specimen need to send to the servicing center within 1 hour 精液樣本需於1 個小時內交回服務中心

**I. Pre-marriage Check Up Plan – Male & Female**

**婚前身體檢查(兩位計) (PMM2 + PMF2)**

男仕 Male (U, SB-CB-5ml, Semen, BP/Pulse, W, H) (PMM2)

女仕 Female (U, SB-CB-5ml, BP/Pulse, W, H) (PMF2)

**Special Offer: HK\$888**

**II. Additional Test 附加檢查項目 (不可單做)**

HIV antibody (AIDS) 愛滋病毒抗體 (HIU) (Male & Female 兩位計):

**Special Offer: HK\$500**

For Lab Use Only: Height: \_\_\_\_\_ cm Weight: \_\_\_\_\_ kg BP: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg P: \_\_\_\_\_ /min

**For Lab. Use Only**

Lab. No. : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_

Payment : On Cash Basis 現金付款

Validity : Offer valid to 31 March 2011 有效日期至2011年3月31日

Report to: Self Pick-Up 報告於四個工作天後到服務中心取回

Remarks: Other Routine Test: 20% off Special 10% off-if applicable

註: 需將此表格副本+/- 已填寫之V-Care會員申請表交回 PMS

1) 本公司將按照客人參加之健康檢查是否合乎資格而安排發出會員 咭 , 而所有會員之條款及聲明亦將按照V-Care會員申請表格內所列之相同, 詳情請瀏覽本公司網址: [www.pms.com.hk](http://www.pms.com.hk)、向本公司職員或致電2785-7011 查詢。如客人不願意接受V-Care會員咭, 請於「2.」之空格內  並加上簽署。

2)  本人不願意接受V-Care會員咭, 簽署: \_\_\_\_\_

卓紀保健指定服務中心 Appointed Servicing Centres (榮獲 QMI 頒發之國際品質管理標準 ISO 9001:2000)	Opening Hours 辦公時間
<b>V-Care 健康中心</b> -中環皇后大道中 33 號萬邦行 1108 室 (中環地鐵站 D2 出口) <b>V-Care Health Centre:</b> Rm.1108, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road, Central, HK.	星期一至五 9:30am – 1:30 pm Mon – Fri 2:30pm - 6:30 pm 星期六 Sat 9:30am - 1:30 pm 2:30pm - 4:00 pm
<b>V-Care 健康中心</b> - 香港銅鑼灣百德新街 2-20 號恆隆中心 2302 室 (銅鑼灣地鐵站 E 出口) <b>V-Care Health Centre:</b> Rm. 2302, Hang Lung Centre, 2-20 Paterson St., Causeway Bay, HK.	星期一至五 9:30am – 1:30 pm Mon – Fri 2:30pm - 6:30 pm 星期六 Sat 9:30am - 1:30 pm 2:30pm - 4:00 pm
<b>標準病理檢驗所</b> - 九龍彌敦道 301-309 號嘉賓大廈 613 室 (佐敦地鐵站 A 出口) <b>PHC Medical Diagnostic Centre Ltd.:</b> Rm. 613, Champion Bldg., 301-309 Nathan Rd., Kln.	星期一至六 9:30am - 6:30 pm Mon - Sat
<b>標準病理檢驗所</b> - 荃灣南豐中心 11 樓 1107 室 (荃灣地鐵站 A 出口) <b>PHC Medical Diagnostic Centre Ltd.:</b> Rm. 1107, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Rd., Tsuen Wan, NT.	星期一至六 9:30am - 1:30 pm Mon - Sat 2:30pm - 6:30 pm

**Pre-Marriage Health Check Up Plan 美滿婚前健康檢查計劃 (PMM2+PMF2)**

檢查部份	檢查內容	化驗項目	男	女
General Physical Examination 體格檢查	可了解身體有否血壓及體重問題。	Height and Weight 身高、體重	✓	✓
		Blood Pressure and Pulse 血壓、脈搏	✓	✓
		Body Mass Index (BMI) 體重指數	✓	✓
Blood Picture Screening 血液檢查	可了解身體有否貧血、白血球過多或過少、以及血液病的可能性。  血型可分為 A, B, AB or O 型及正或負 Rh 因子。 負因子的婦女若懷有正因子胎兒，可能會由於因子不配合而引致胎兒溶血性貧血，甚至死胎。 透過驗血檢查，知道自己是否已感染肝炎或免疫。跟據檢驗結果，有需要才接受疫苗注射。 梅毒是可透過血液或體液接觸而傳染。 了解自己，避免感染嬰孩，如嬰孩不幸被感染，腦部發育及其健康都會受影響。	Complete Blood Count (CBC) 全血球計數 - Haemoglobin 血色素測定 - P.C.V. 壓積 - R.B.C. 紅血球 (M.C.V.) 紅血球平均容量、 (M.C.H.) 血色素、(M.C.H.C.) 濃度 - Platelets 血小板 - W.B.C. 白血球 - W.B.C. (Differential Count) 白血球 (分類計數)	✓	✓
		Blood Grouping & Rh Factor 血型及 Rh 因子	✓	✓
		HbsAg 乙型肝炎表面抗原	✓	✓
		VDRL / RPR 梅毒血清試驗	✓	✓
		Rubella antibody, IgG 德國麻疹		✓
Renal Function Screening 腎臟功能	可了解尿中有否蛋白、糖、血尿、尿道炎、腎石、腎炎及膀胱炎等症狀。	Urine Routine 小便常規 - Colour 顏色 - Appearance 外觀 - pH 酸鹼值 - Specific Gravity 比重 - Glucose 尿糖 - Albumin 尿蛋白 - Leucocyte 尿白血球 - Blood 尿血 - Urobilinogen 尿膽質原 - Bile 尿膽色素 - Ketones 尿酮 - Nitrite 尿亞硝酸鹽 Centrifuged Deposits 小便沉澱物 - Pus Cells 膿細胞 - R.B.C. 紅血球 - Epithelial Cells 表皮細胞 - Hyaline Cast 透明管形 - Granular Cast 顆粒管形 - Cellular Cast 細胞管形	✓	✓
		Semen Analysis 精液化驗	探討男方之生育能力。	精子活動能力及精子數量
Special Offer 特價 <b>HK\$888</b> (per couple 兩位計)				
Optional Test 附加檢查項目	AIDS- HIV Antibody 愛滋病毒抗體 <b>HK\$500</b> (per couple 兩位計)			

Collection of Semen Analysis 精液樣本收集方法

- Abstain from sexual activity for at least 2-3 days before specimen collection.  
請避免於精液樣本收集前兩至三日內發生性行為。
- Avoid alcoholic beverages for 24 hours before the collection.  
請避免於檢查前二十四小時內飲用含酒精飲料。
- Semen must be collected by masturbation only. Semen collection in a condom or by coitus interruptus is not acceptable for evaluation. 從性交過程中收集的精液樣本或收集於避孕套的精液樣本，均不適合用作化驗用途，精液樣本可用自瀆方法助出。
- Collect as much of the specimen as possible into a clean, dry container, and bring it to the laboratory within 1 hours of discharge. Write name and time of discharge on the container.  
請將精液樣本直接收集於容器內，容器必須保持清潔及乾爽，並於一小時內交回化驗所，請於容器上寫上檢驗者姓名及收集樣本之時間。
- It is important to avoid excessive heat and cold during transportation of the specimen. Shirt pocket is ideal for transport since body heat keeps the specimen warm.  
請避免將精液樣本於運送途中受曝曬或冷藏，並儘量保持體溫，客人可選擇放在衣袋內以保持溫度。
- Upon delivery to the laboratory (with the request form), inform laboratory staff that the specimen is for semen analysis, for immediate processing.  
請連同表格將精液樣本送抵化驗所，並即時通知化驗所職員此樣本乃用作精液分析用途，以便即時送往化驗室進行化驗。